

高性能UVゲル撮影装置

FAS-IV

キャンペーン



- 直感的な簡単操作
- 75万画素 高感度CCDカメラ搭載
- UVイルミネーター
- ゲルの切り出しが非常に容易
- 別売フィルター使用でSYBR®Greenの撮影も可能
- タッチスクリーン操作&マニュアル露出
- モノクロプリンタ標準搭載

キャンペーン価格（税抜）

¥900,000

キャンペーン期間：2015年4月1日～7月31日

EASY

タッチペンで
操作できます

簡単プリントアウト

UTILITY

USBに画像が
保存できますLANポートでPCと
接続可能です

SAFETY

ゲル目視確認窓
(UVカット)ダークボックスを開けると
自動でUV光が消灯します4種類の保存形式
から選択可能


イメージ保存画面

フリーズ
機能Dateボタン
日付の表示が可能

プリントボタン



保存イメージの読み込み

LED ON/OFF
UV ON/OFF
UV High/LowExposure Time機能
画像の明るさを調節可能USB認識アイコン
USBを認識すると
アイコンでお知らせ

システム設定画面

旧FASシリーズ
(FASⅠ～Ⅲ) を
お持ちの方に朗報!

買い替えキャンペーン実施中

新機種FAS-IVへの買い替え、もしくは
予算申請ご検討をされる方にご支援とい
たしまして特別価格でご提供させて頂
きます。

※詳しくはお問い合わせ下さい。
(info@genetics-n.co.jp)

FAS-IV

■ 本体仕様

カメラ	高感度CCDカメラ (Type 1/3)
画素数	75万画素 (1024×768)
レンズ	7倍ズームレンズ、クローズアップレンズ (52mm)、フィルター
モニター	液晶デジタル、10.4インチタッチスクリーン
プリンター	デジタルモノクロプリンター
データ保存	約3GBメモリー (本体)、USBメモリースティック (合計4ヶ所)
保存形式	TIFF/JPEG/BMP/PNG
寸法	35×31×48cm (W×D×H)
重量	11.2kg (本体のみ)

■ ダークルームボックス/UVイルミネーター仕様

ダークルームボックス	白色LED付き
UV波長	標準312nm
UVフィルターサイズ	21×21cm
撮影有効スペース	横21cm×縦19cm
UV管	8W×6本
UV強度切り換え	High (100%) / Low (70%)
寸法 (W×D×H)	40×30×75cm (CCDカメラ含む)
重量	16.2kg

■ システム全体

電源	100-240V (ユニバーサル) 0.8A
----	------------------------

Cat.No	品名及び内容	キャンペーン価格 (税抜)
FAS4	FAS-IVフルシステム	¥900,000

■ 消耗品・別売パーツ

● プリンター・消耗品

Cat.No	品名	包装	価格 (税抜)
P95D	デジタルモノクロプリンター本体	1台	¥195,000
K95HG	プリンター用紙	5巻	¥13,100



P95D

FAS-IV 製品内容

- ・本体 (タッチスクリーン付)
- ・モノクロプリンター本体
- ・ダークルームボックス+UVイルミネーター (一体型/標準312nm)
- ・タッチスクリーン用タッチペン
- ・高感度CCDカメラ
- ・7倍ズームレンズ
- ・クローズアップレンズ
- ・フィルター

● UVイルミネーター

Cat.No	品名	波長	使用UV管	フィルタサイズ	価格 (税抜)
F4-UV-312	UVイルミネーター 中波長 (標準)	312nm	8W×6本	210×210mm	¥210,000

● UVイルミネーター 消耗品・オプション

Cat.No	品名	波長	使用UV管	包装単位	価格 (税抜)
FAS-2524	UV管 短波長 (GL8)	254nm	8W	6本	¥17,000
FAS-2523	UV管 中波長 (GL8E/G8T5E)	312nm	8W	6本	¥34,000
FAS-2525	UV管 長波長 (FL8BL)	365nm	8W	6本	¥17,000
F4-21-312	UVイルミネーター用フィルターガラス (210×210mm)	312nm		1式	¥137,000
FAS-2530M	UVイルミネーター用ゲルトレイ			1枚	¥12,100

● SYBRGreen® 検出専用フィルター

Cat.No	品名	※適合するFAS4本体のシリアルナンバー	包装単位	価格 (税抜)
F4-CISG	52mm径	10, 11, 12 で始まるシリアル	1枚	¥81,000
MC-P01	49mm径	13以降 で始まるシリアル	1枚	¥9,800



※SYBRGreen® で、より高感度検出をお求めになる方向けです。

※52mm径か49mm径かは、お手持ちのFAS4本体のシリアルナンバーによりご確認ください。
9桁のシリアルナンバーのうち、最初の2桁の数字でご確認ください。

● ゲル解析用ソフト

Cat.No	品名	梱包内容	価格 (税抜)
UN-SCAN-IT-W	UN-SCAN-IT™ gel Digitizing Software WINDOWS用	CD1枚、取扱説明書 (英語)	¥223,000
UN-SCAN-IT-M	UN-SCAN-IT™ gel Digitizing Software Macintosh用	CD1枚、取扱説明書 (英語)	¥223,000

価格は2015年4月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

Genetics 日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com>

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル18F
Tel. 03(3813)0961・Fax. 03(3813)0962
西日本営業所：〒604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下ル565番地 ラフィネ御池3F
Tel. 075(257)5421・Fax. 075(257)5422

10PR1503C40K



新日本産業株式会社

栃木県小山市犬塚3-33-6
TEL (0285)25-7511 FAX (0285)25-7510
info@sns-kk.co.jp